



# GLS5.2

## Grúa de bipedestación

**– Una forma fácil, cómoda y segura de levantar y sujetar a pacientes con un control parcial o total de la parte superior del cuerpo**

### **Una grúa de bipedestación con muchas funciones**

- Elevación desde la posición sentada a erguida (bipedestación)
- Equilibrio en bipedestación (retirando la bandeja para los pies)
- Desplazamiento desde la silla a otra silla
- Desplazamiento desde la cama a una silla
- Desplazamiento desde la cama al inodoro

**Se regula fácilmente para ajustarse de forma cómoda a la mayoría de las alturas y las tallas**

- Soporte para las rodillas acolchado y ajustable
- Varios puntos de enganche para el arnés
- Asidero de empuje con diseño ergonómico para cuidadores de todas las tallas
- Varias tallas de arneses para obtener la máxima comodidad y sujeción (opcional)
- Arnés complementaria de cadera para ayudar a elevar las caderas y nalgas (opcional)

**Fácil y seguro de usar y entender**

- Ajuste eléctrico de subida, bajada y anchura de piernas
- Dos opciones de funcionamiento: control manual o caja de control
- Asa de empuje trasera en el pie para mejorar la maniobrabilidad
- Descenso de emergencia accionado manual o eléctricamente
- Paro de emergencia de fácil acceso



### Sólido, fiable y potente

- Carga segura de trabajo (SWL) de 155 o 205 kg
- Diseñado para el uso muy frecuente en entornos profesionales
- Cumple y supera todos los reglamentos y las normas actuales de la industria
- Su potente batería de iones de litio de 25,2 V / 2,9 Ah garantiza un tiempo de uso prolongado, incluso en entornos en los que se usa muy a menudo
  - Tiempo de carga menor hasta alcanzar la carga completa
  - Batería de larga duración
  - Más elevaciones con una sola carga
- Actuadores de Linak: sólidos, silenciosos y rápidos.
- Varias opciones de carga: instalada en la grúa y externa a través de una batería adicional
  - Estación de acoplamiento para la batería incorporada y de fácil acceso
  - Paquetes de baterías adicionales opcionales
  - Cargador en modo de conmutación totalmente automático
- Bandeja para los pies fácil de retirar y limpiar
- La capacidad de la batería se indica en 3 intervalos en el mando;
  - Bajo 0 - 25 %
  - Medio 25 - 50 %
  - Alto 50 - 100 %Se emite una señal acústica cuando el voltaje de la batería es bajo, aprox. al 25 %.
- El indicador visual de servicio se ilumina cuando es necesario realizar el mantenimiento.

Time to care

V. Guldmann A/S  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

Guldmann Iberia SL  
Tel. +34 6828 75331  
info@guldmann.es  
www.guldmann.es